

## DISPOSITIF MEDICAL : BERTEC® BALANCE ADVANTAGE® FUNCTIONAL

### Bertec® Balance Advantage® Functional

#### Configuration standard :

- ✓ Logiciel Bertec® « Balance Advantage® »
- ✓ Double plateforme
- ✓ Station de conduite à hauteur ajustable
- ✓ Ecran tactile opérateur
- ✓ Ecran de feedback patient
- ✓ Unité centrale dédiée
- ✓ Souris sans fil
- ✓ Onduleur
- ✓ Transformateur d'isolement
- ✓ Surface de marche biocompatible
- ✓ Ensemble de cale / marche en bois

#### Elements optionnels :

- ✓ Application Bertec® Vision Advantage® pour les dysfonctionnements oculo-vestibulaire
- ✓ Extension de garantie
- ✓ Protocole spécifique pour indication de commotion cérébrale



---

## Spécificités

#### Caractéristiques :

- ✓ Protocoles standardisés pour l'évaluation avec valeurs normatives
- ✓ Plateforme 50 x 150cm
- ✓ Double plateforme à haute sensibilité

#### Exercices rééducatifs :

- ✓ Exercices d'équilibre basiques
- ✓ Exercices de mobilité
- ✓ Exercices en chaîne fermée
- ✓ Exercices de transfert de poids
- ✓ Exercices assis

#### Evaluations :

- ✓ Limites de stabilité
- ✓ Evaluation interactive (visuelle, proprioceptive et vestibulaire)
- ✓ Squats en charge
- ✓ Déplacement rythmique du poids
- ✓ Appui unilatéral
- ✓ Transfert assis / debout
- ✓ Franchissement
- ✓ Marche avec demi-tour
- ✓ Marche en tandem
- ✓ Test de marche
- ✓ Test de fente avant

#### Avantages :

- ✓ Logiciel convivial d'utilisation intuitive
- ✓ Aide en ligne
- ✓ Poids du patient : max. 227kg
- ✓ Garantie 1 an : pièces et main d'oeuvre