

Gamme médicale Vélo droit C535U

Totalement auto-alimentés, les vélos SportsArt n'ont besoin d'aucune source d'alimentation extérieure.

Un design ergonomique et des réglages faciles, pour un positionnement adapté à chacun.

AVANTAGES PRODUIT



Selle

La selle est réglable, en hauteur et en profondeur. Elle offre ainsi à l'utilisateur une assise confortable et optimale.



Carénage à profil bas

L'accès est facilité pour le plus grand nombre d'utilisateurs



Pédales larges

Avec un réglage facile de la sangle, pour une séance confortable et personnalisée



Connectique

Deux prises Jack et USB sont disponibles avec contrôleur de volume



Capteur de fréquence cardiaque

Contact et récepteur sans fil Polar® HR intégré

OPTIONS



Logiciel

SA WELL+™ regroupe les suivis de production d'énergie, les statistiques d'utilisation des machines et un classement local et global des Watts produits.



Manivelles

Grâce à trois crans supplémentaires il est possible de régler le rayon de travail de chaque pédale, et ce de manière indépendante



Nom du produit	Vélo droit C535U
Poids de la machine	57 kg
Dimensions	115,5 x 58 x 143 cm
Résistance	Niveaux 1-40
Alimentation	Auto-alimenté
Poids max. de l'utilisateur	181,4 kg
Affichage interface	Rythme cardiaque, Cardio, Perte de poids, ActivZone, Distance, Calories, Niveau, Temps, METs, Vitesse, Watts
Programme entrainement	Manuel, Aléatoire, Intervalle (1-1, 1-2, 2-2), Plateau, Varié, Test fitness, HRC (WT Loss, Cardio, HR personnalisé)
Caractéristiques	Affichage Cardio Advisor