

## Gamme médicale Vélo droit C535U

Totalement auto-alimentés, les vélos SportsArt n'ont besoin d'aucune source d'alimentation extérieure.

Un design ergonomique et des réglages faciles, pour un positionnement adapté à chacun.

### AVANTAGES PRODUIT



#### Selle

La selle est réglable, en hauteur et en profondeur. Elle offre ainsi à l'utilisateur une assise confortable et optimale.



#### Carénage à profil bas

L'accès est facilité pour le plus grand nombre d'utilisateurs



#### Pédales larges

Avec un réglage facile de la sangle, pour une séance confortable et personnalisée



#### Connectique

Deux prises Jack et USB sont disponibles avec contrôleur de volume



#### Capteur de fréquence cardiaque

Contact et récepteur sans fil Polar® HR intégré

### OPTIONS



#### Logiciel

SA WELL+™ regroupe les suivis de production d'énergie, les statistiques d'utilisation des machines et un classement local et global des Watts produits.



#### Manivelles

Grâce à trois crans supplémentaires il est possible de régler le rayon de travail de chaque pédale, et ce de manière indépendante



|                                    |                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nom du produit</b>              | Vélo droit C535U                                                                                                    |
| <b>Poids de la machine</b>         | 57 kg                                                                                                               |
| <b>Dimensions</b>                  | 115,5 x 58 x 143 cm                                                                                                 |
| <b>Résistance</b>                  | Niveaux 1-40                                                                                                        |
| <b>Alimentation</b>                | Auto-alimenté                                                                                                       |
| <b>Poids max. de l'utilisateur</b> | 181,4 kg                                                                                                            |
| <b>Affichage interface</b>         | Rythme cardiaque, Cardio, Perte de poids, ActivZone, Distance, Calories, Niveau, Temps, METs, Vitesse, Watts        |
| <b>Programme entrainement</b>      | Manuel, Aléatoire, Intervalle (1-1, 1-2, 2-2), Plateau, Varié, Test fitness, HRC (WT Loss, Cardio, HR personnalisé) |
| <b>Caractéristiques</b>            | Affichage Cardio Advisor                                                                                            |



SportsArt fabrique des dispositifs de cardio au design élégant, alliant innovation et technologie. Le système ECO-POWR fait de SportsArt le leader dans le green fitness.



1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - [www.medimex.fr](http://www.medimex.fr)