

SYSTEME ICARE COMPLET Elliptique E875

Le mouvement de jambes du dispositif ICARE, intelligent et motorisé, imite de façon précise la cinématique et l'électromyographie des schémas de marche. Le système complet ICARE fournit un allègement du poids et un guidage moteur nuls, partiels ou complets, ce qui permet au praticien d'économiser des heures de manipulations manuelles, et lui permet de fournir au patient un bilan détaillé.

Le dispositif est composé de trois parties : l'elliptique E875MA, le système d'allègement du poids E875MU et la plateforme clinique (rampe, marches et fauteuil) E875MP.



AVANTAGES PRODUIT

- ✓ Longueur de la foulée réglable électroniquement, de 45 à 76 cm, qui s'adapte ainsi à une large patientèle
- ✓ 40 niveaux de résistance, pour une plus grande capacité de personnalisation
- ✓ Système de pédales MyFlex™ offre au patient une plateforme d'entraînement confortable
- ✓ Moteur avant et arrière
- ✓ Assistance motrice adaptative et ajustable automatiquement
- ✓ Options d'entraînement pour une jambe, ou les deux
- ✓ Mouvement à double action
- ✓ Commande de contrôle
- ✓ Système de sécurité infrarouge
- ✓ Harnais d'allègement variable du poids de corps

Nom du produit	Elliptique E875
Poids de la machine	MA : 179 kg, MU : 182kg, MP : 164kg
Dimensions	MA + MU + MP : 368 x 226 x 259 cm
Résistance	Niveaux 1-40
Longueur des foulées	45.7 - 73.7 cm
Alimentation	120v / 60 Hz
Poids max. de l'utilisateur	MA : 204kg, MU : 180kg
Affichage interface	Rythme cardiaque, Cardio Zone, Perte de poids, Active Zone, Niveaux, Temps, Distance, Foulées / minutes, Longueur de la foulée, Foulées totales, Watts
Options	SA WELL+™ + fonction de suivi de l'entraînement Connecteur iPod et iPhone