

Fiche Technique

Vélo semi-allongé C521M

Grâce au positionnement semi-allongé et aux nombreuses options de pédalage le C521M **constitue un choix idéal pour plusieurs traitements**, en particulier pour les patients souffrants de limitations d'amplitudes de mouvements des hanches et des genoux.

La **très faible résistance au démarrage** est idéale pour les utilisateurs en période post-opératoire ou à la reprise d'une activité physique adaptée.



AVANTAGES PRODUIT



Pédales bi-directionnelles et manivelles réglables
Elles permettent de varier la rotation de la pédale d'un côté ou des deux côtés



Assise
Le dossier et l'assise inclinables et les accoudoirs pivotants et relevables donnent un ajustement et un confort optimum



Dossier
Avec son dossier en « maille » équipé d'une poche lombaire les thérapeutes peuvent effectuer une thérapie à chaud ou à froid



Console
Affichage des programmes simplifiés. Calories, distance, temps, résistance en Watt, Active zone, niveau de difficultés. Quick start. Arrêt d'urgence.



Résistance bi-directionnelle
Une résistance bi-directionnelle permet une plus grande liberté et efficacité de mouvement lors de la séance



Nom du produit	C521M
Poids de la machine	83 kg
Dimensions	170 x 66 x 127 cm
Niveaux de résistances	20 niveaux avec 0.1 d'incrément
Poids max. utilisateur	205 kg
Alimentation	220v
Données à l'écran	Niveau d'entraînement, calories, temps, tours / minute, distance, MET, watts, vitesse, fréquence cardiaque, fréquence cardiaque cible
Programme de travail	Colline, Intervalle personnalisé, Manuel, Piste, Aléatoire, Perte Cardio / Poids HRC, HR sur mesure, Iso cinétique, Force iso, 4 ID utilisateur
Equipement	Résistance bidirectionnelle Plage de résistance en watts

OPTIONS



Pédales thérapeutiques
Des pédales permettant de parfaitement caler le pied, pour un entraînement confortable et en toute sécurité



Ceinture thoracique de fréquence cardiaque
Des données cardio précises sur le rythme et la fréquence cardiaques



SportsArt fabrique des dispositifs de cardio au design élégant, alliant innovation et technologie. Le système ECO-POWR fait de SportsArt le leader dans le green fitness.



1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - www.medimex.fr