

# Tapis T655MS

Le T655MS est conçu pour de grandes charges de travail, spécifiquement pour la **rééducation cardiaque et physique**.

Ce tapis est livré avec des **caractéristiques, des programmes et des aménagements utilisateurs uniques et spéciaux**, afin de permettre **un traitement des patients optimal**.



## AVANTAGES PRODUIT



### Bande de roulement

Le mouvement de la bande de roulement est bi-directionnel, permettant ainsi aux patients de marcher en arrière ou d'observer leur démarche



### Inclinaison

Inclinaison jusqu'à -3% pour la rééducation du genou et du dos



### Barres médicales

Sur toute la longueur avec sections inférieures pédiatriques permettent une meilleure stabilité pour les patients.



### ECO-Glide™

La technologie brevetée ECO-Glide™ est un système d'auto-lubrification des roulements et rouleaux entraînant la bande pour un plus grand confort et une plus faible consommation d'énergie.



### MARCHE ARRIERE

Le dispositif présente une vitesse en marche avant et marche arrière, allant de -5km/h à 20km/h

## OPTION



### Télécommande

Pour régler l'inclinaison et la vitesse pendant un exercice.



### Logiciel

SA WELL+™ regroupe les suivis de production d'énergie, les statistiques d'utilisation des machines et un classement local et global des Watts produits.



### Ventilateur

Le ventilateur possède trois vitesses différentes pour le plus grand confort de l'utilisateur.



|                        |                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit         | T655MS                                                                                                                                                                       |
| Poids de la machine    | 177 kg                                                                                                                                                                       |
| Dimensions             | 220 x 95.5 x 144 cm                                                                                                                                                          |
| Surface de course      | 158 x 56 cm                                                                                                                                                                  |
| Vitesse du tapis       | Marche avant : 0-20 km/h - Marche arrière : 0 - 5 km/h                                                                                                                       |
| Inclinaison            | -3% à 15%                                                                                                                                                                    |
| Moteur                 | 5,0 HP AC-Servo                                                                                                                                                              |
| Alimentation           | 120v                                                                                                                                                                         |
| Poids max. utilisateur | 227 kg                                                                                                                                                                       |
| Hauteur de la marche   | 22 cm                                                                                                                                                                        |
| Données à l'écran      | Calories, Vitesse, Temps, Distance, Cal/h, METs, Allure, Inclinaison, Fréquence cardiaque, Zone de perte de poids, Zone cardio, ActivZone                                    |
| Programme de travail   | Démarrage rapide, Manuel, Aléatoire (x 10 000), Intervalle (x3), Glute (x2), Colline (x3), 5K, 10K, Brûleur de graisse, HRC (x3), Test de condition physique (Bruce, Gerkin) |
| Équipement             | Port «Communications Specification for Fitness Equipment»<br>SafeStart™ (avant et arrière)<br>Fréquence cardiaque par contact et télémétrie                                  |

| Garantie                             |          |
|--------------------------------------|----------|
| Structure                            | 5 ans    |
| Pièces                               | 2.5 ans  |
| Moteur                               | 20 ans   |
| Main d'oeuvre                        | 2 ans    |
| Pièces en contact avec l'utilisateur | 90 jours |