

## Gamme médicale Tapis T655MD


Le tapis de course T655MD est le **nouveau tapis de course médical** de la gamme. Il offre une plus grande plage d'inclinaison permettant de nombreux exercices. **Equippé de longues barres parallèles médicales** qui peuvent s'élever, s'abaisser et s'incliner vers l'intérieur, il s'adapte à tous les patients.

Une marche amovible en option permet de diminuer la hauteur d'accès. Le T655MD est livré en version standard avec une **télécommande filaire** permettant au thérapeute de contrôler et modifier facilement la vitesse et l'inclinaison du tapis.

Complet et adapté, ce tapis de course fait partie des plus performants de sa catégorie avec le **meilleur rapport qualité/prix**.



### AVANTAGES PRODUIT



#### Arrêt d'urgence

Un bouton d'arrêt d'urgence à portée de main, pour un entraînement en toute sécurité



#### Barres médicales

Ajustables en hauteur et s'inclinent vers l'intérieur pour s'adapter à tout utilisateur



#### Inclinaison

Allant de -3% à 22%, une multitudes d'exercices est alors possible.



#### Télécommande

Pour régler l'inclinaison et la vitesse pendant un exercice.



#### Connectique

Deux prises Jack sont disponibles avec contrôleur de volume



### OPTION



#### Marche

Grâce à cette marche en option, l'accès au tapis est facilité

<b>Nom du produit</b>	T655MD
<b>Poids de la machine</b>	211 kg
<b>Dimensions</b>	264 x 101,6 x 150,4 cm
<b>Surface de course</b>	158 x 56 cm
<b>Vitesse du tapis</b>	Marche avant : 0-19km/h - Marche arrière : 0 - 5km/h
<b>Inclinaison</b>	-3% à 22%
<b>Moteur</b>	5.0 CV
<b>Alimentation</b>	220v
<b>Poids max. utilisateur</b>	227 kg
<b>Hauteur d'accès</b>	Avec la marche amovible : 15,25 cm Sans la marche amovible : 25,2 cm
<b>Données à l'écran</b>	Calories, vitesse, temps, distance, cal/h, allure, inclinaison, fréquence cardiaque, zone de perte de poids, zone cardio, ActivZone
<b>Programme de travail</b>	Manuel, Aléatoire, Intervalle, Glut, Colline, Piste, Brûlerie de graisse, Programme HRC, Bruce, Bruce modifié, Naughton