



ArtOfCryo Cryothérapie Corps Entier

La Cryothérapie Corps Entier (CCE) Artofcryo® est une technologie unique et sûre SANS recours à l'azote. Cette solution de chambre CCE s'adapte à tout les espaces et tous les publics.

Les systèmes de Cryothérapie Corps Entier ArtOfCryo sont composés de 1 à 3 chambres qui vont de -10°C à -110°C. Ce système en cascade bénéficie d'un haut rendement energétique avec des compresseurs semi-hermétiques à longue durée de vie et faciles à entretenir.

De nombreux dispositifs de sécurité sont inclus dans l'installation : surveillance vidéo dans la chambre thérapeutique, porte de secours, communication par micro depuis l'extérieur pour donner des indications, logiciel ProCare certifié médical.

ArtOfCryo prodigue également une formation intiale à tous les intervenants sur ses dispositifs ainsi qu'une formation continue avec certification ArtOfCryo.







Les + produits

- > Logiciel certifié et labellisé Médical
- ➤ Un algorithme unique et personnalisé basé sur le modèle « Fiala Perceived Comfort (FPC) » par et encollaboration exclusive avec le thermophysiologiste de renommée mondiale, Dusan Fiala
- > Une base de données actualisée en permanence avec la contribution d'experts du monde entier
- > Un guide des bonnes pratiques, la définition de protocoles et une formation dédiée

Caractéristiques techniques

		CCE V1	CCE V3
Caractéristique des chambres	Nombres de chambres	1	3
	Nombres max. pers	1	4
	T° des chambres	-75°C	-10°C / -60°C / -110°C
	Disposition des chambres	Ligne	Ligne Angle en option
	Dimension ext. totale	L120 X l156 X H240 cm	L600 X I240 X H255 cm
	Dimension int. totale des chambres	L96 X l132 X H216 cm	-10°: L 133 x l 208 x H 248 cm -60°: L 280 x l 208 x H 248 cm -110°: L 220 x l 208 x H 248 cm
	Porte	Triple vitrage chauffé + joint magnétique	Triple vitrage chauffé + joint magné- tique
	Finitions intérieures	х	Bois partie -60°C et -110°C
	Couleur Extérieure	Gris RAL9006	Gris RAL9006
Commandes et logiciel	Musique	en option suivant modèle	(chambre -110°C)
	Interphone	en option	(chambre -110°C)
	Caméra	х	(chambre -110°C)
	Logiciel ProCcare	✓	✓
	Accès à distance VPN	✓	✓
	Panneau de commande	Tablette tactile	Ecran tactile 22"
Pré-requis techniques	Hauteur passage de porte	mini 205 cm	mini 205cm
	Hauteur de la pièce	mini 260 cm (possibilité encastrement au sol)	mini 265cm (possibilité encastrement au sol)
	Electricité	Triphasé 400 V nécessaire (3PH+N+T) : 10 kW	Triphasé 400 V nécessaire (3PH+N+T) : 23 kW
	Protection électrique	Disjoncteur différentiel 300 mA courbe C, 4 pôles, 35 A	Disjoncteur différentiel 300 mA courbe C, 4 pôles, 63 A
	Conditions environnementales	21°C et 45%HR max	21°C et 45%HR max

D'autres modèles existent, dont modèles avec 2 chambres, nous consulter

