

Pulley

La Pulley HUR propose un large éventail d'exercices sur une seule machine

Grâce à sa polyvalence, elle convient parfaitement à ceux qui s'entraînent régulièrement, aux seniors, aux personnes à mobilité réduite, ou en rééducation. La Pulley HUR inclut deux poignées de support réglables qui peuvent être utilisées pour soutenir les membres inférieurs pendant un exercice. Les sangles de jambes matelassées sont utilisées comme sangle de cheville et de poignet. Disponible de série, les rallonges de sangles facilitent l'entraînement avec d'autres accessoires de la Pulley.

À l'instar de toutes les machines HUR, elle est équipée du mécanisme de transmission naturelle qui facilite son utilisation, quelle que soit la vitesse du mouvement.

Elle peut être fixée au mur ou sur pieds.



Les + produits

Poignées de support réglables

La Pulley HUR inclut de série deux poignées de support réglables qui peuvent être utilisées pour soutenir les membres inférieurs pendant un exercice. Elles peuvent également être tournées en position verticale pour un accès total à la machine.

Sangle de jambes pour Pulley

La Pulley HUR inclut de série une sangle de jambes matelassée. Celle-ci peut être utilisée comme sangle de cheville et de poignet.

Système à air comprimé

Le système à résistance pneumatique HUR permet une résistance de départ proche de 0 et des incréments de 100g. Les mouvements sont fluides et sans à coup.