

HUR Multifunction 5x

Les machines HUR Multifunction sont des appareils de renforcement musculaire multifonction. Leur principal atout est leur faible encombrement tout en proposant quatre ou cinq exercices différents pour plusieurs groupes musculaires. Une simple pression sur l'écran tactile permet de changer d'exercice rapidement et facilement.

L'unité 5X Multifunction combine cinq exercices en un seul appareil : Leg Extension et Leg Curl pour les jambes, Push Up, Pull Down et Chest Press pour les bras et les épaules. Elle est équipée de limiteurs d'amplitude pour certains exercices et de supports pour capteurs de test isométrique, compatibles avec le Performance Recorder. Malgré son faible encombrement, elle offre une grande polyvalence et permet de changer d'exercice rapidement et facilement grâce à son écran tactile.



Multifunction 4x

Les + produits

Faible encombrement

Avec la HUR Multifunction 4x ou 5x, il est possible de réaliser quatre ou cinq exercices différents pour plusieurs groupes musculaires.

Polyvalence

Elle convient parfaitement à ceux qui s'entraînent régulièrement, aux seniors et aux utilisateurs en fauteuil roulant ou en rééducation.

Personnalisation du dispositif

Les paramètres sont modulables en fonction des besoins de vos patients notamment par l'incrémentation du poids par 0,1.

Fonctionnalités

Écran tactile Hi5

10» Écran tactile Hi5

Appuie-tête cervicales

L'appuie-tête est un coussin confortable et ergonomique.

Support de capteur de test isométrique

Possibilité de prendre des mesures isométriques telles que la force maximale et l'équilibre musculaire grâce au dispositif d'enregistrement Performance Recorder, à condition que la machine soit équipée du support de capteur.

Limiteurs d'amplitude (avec position de départ et de fin)

Les limiteurs d'amplitude permettent de limiter l'amplitude des mouvements. Cette fonction est particulièrement utile dans les applications de rééducation ou si l'utilisateur souffre d'un handicap durable..

Poignées multigrip

Une préhension horizontale ou verticale est possible. Cette fonctionnalité permet de réaliser les exercices avec différentes préhensions.

Multifonction

Les machines multifonctions permettent à l'utilisateur de travailler plusieurs groupes musculaires sans changer de machine. La sélection de l'exercice s'effectue depuis l'écran tactile.

Support dorsal à réglage mécanique

Le support dorsal peut être réglé progressivement vers l'avant.

Sangles de jambes

Il est possible d'utiliser des sangles de jambes matelassées pour stabiliser les cuisses, essentiellement pendant les exercices de flexion des jambes.

Bras de levier réglables

Les bras de levier réglables permettent d'ajuster la machine à différentes longueurs de membres.

Ceinture

La ceinture apporte un maintien supplémentaire, en particulier lorsque l'utilisateur a des problèmes d'équilibre.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Charge	144 kg
Systèmes de commande	SmartTouch
Dimensions	L 190 x l 127 x H 184 cm



HUR propose des dispositifs avec des fonctionnalités adaptées à la rééducation, l'exercice et l'entraînement.

Médimex
ÉVALUATION – RÉÉDUCATION – PERFORMANCE

1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Standard. 04 78 34 32 48
info@medimex.fr - www.medimex.fr