

## MYRO®

Plateforme interactive de rééducation motrice et cognitive

**Le MYRO® de Tyromotion est une plateforme de rééducation interactive conçue pour accompagner les patients dans la récupération des fonctions motrices et cognitives des membres supérieurs.**

Grâce à sa surface tactile équipée de capteurs de force, il permet de réaliser des exercices fonctionnels basés sur des tâches de la vie quotidienne, tout en stimulant les capacités cognitives.

Les exercices, présentés sous forme d'activités ludiques et motivantes, favorisent l'implication du patient tout au long de sa rééducation. Adapté aux adultes comme aux enfants, le MYRO® peut être utilisé en position assise, debout, en fauteuil roulant ou directement au lit du patient, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation en cabinet, en centre de rééducation ou en établissement de santé.



### Les + produits

#### Rééducation intuitive et motivante

Des exercices ludiques et personnalisables qui favorisent l'engagement du patient et améliorent son adhésion tout au long du parcours de rééducation.

#### Polyvalence thérapeutique

Le MYRO® permet de travailler simultanément les fonctions motrices, cognitives et les gestes de la vie quotidienne, aussi bien chez l'adulte que chez l'enfant.

#### Adaptabilité optimale

Grâce à sa hauteur réglable électriquement, sa surface inclinable et ses multiples positions d'utilisation, le MYRO® s'adapte facilement aux besoins des patients et des thérapeutes.

## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Table de rééducation interactive avec écran tactile multipoint intégré.
- Surface de travail équipée de capteurs de force permettant la détection du toucher, de la pression, de la poussée et de la traction.
- Réglage électrique de la hauteur et de l'inclinaison pour s'adapter aux besoins du patient et du thérapeute.
- Compatible avec l'utilisation d'objets réels pour reproduire des activités de la vie quotidienne.
- Logiciel thérapeutique proposant de nombreux exercices de rééducation motrice et cognitive.

### PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Alimentation électrique : 100–240 V – 50/60 Hz
- Écran tactile interactif multipoint.
- Réglage électrique de la hauteur.
- Inclinaison motorisée de la surface de travail.

### SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

- Dimensions (L × l × H) :  
1 504 × 890 × 710 à 1 110 mm
- Hauteur réglable : 710 à 1 110 mm
- Utilisation en position assise, debout, en fauteuil roulant ou au chevet du patient.
- Entraînement unilatéral ou bilatéral.
- Adapté aux adultes et aux enfants.

### CONFORMITÉ

- Dispositif médical de classe IIa conformément au règlement (UE) 2017/745 annexe VIII chapitre III règle 9
- Marquage CE



### INDICATIONS PATHOLOGIQUES

- Accident vasculaire cérébral (AVC)
- Lésion cérébrale traumatique
- Lésions de la moelle épinière
- Maladie de Parkinson
- Sclérose en plaques (SEP)
- Paralysie cérébrale
- Troubles neurologiques centraux et périphériques
- Rééducation orthopédique du membre supérieur
- Traumatismes et fractures du membre supérieur (phase de récupération)
- Déficits moteurs et cognitifs liés au vieillissement

### EVALUATIONS

- Mesure des performances motrices au cours des exercices.
- Suivi des capacités cognitives selon les activités réalisées.
- Analyse des temps de réaction, de la précision et des performances.
- Rapports de progression permettant un suivi objectif du patient.

### MODES DE THÉRAPIE

- Rééducation des membres supérieurs par exercices interactifs.
- Entraînement des activités de la vie quotidienne (AVQ).
- Exercices de motricité fine et de coordination œil-main.
- Rééducation cognitive (attention, mémoire, fonctions exécutives, perception visuo-spatiale).
- Thérapie unilatérale ou bilatérale.
- Exercices individuels ou en mode multijoueur pour favoriser la motivation du patient.

**tyromotion**

Tyromotion est un fabricant Autrichien qui développe des dispositifs robotisés innovants pour la rééducation neurologique et fonctionnelle

**Médimex**

EVALUATION – RÉÉDUCATION – PERFORMANCE

1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - [www.medimex.fr](http://www.medimex.fr)

07 2026