

TYROSTATION®

Table de rééducation

La table de thérapie Tyrostation rassemble tous les composants de Pablo et Tymo au sein d'une solution intégrée, offrant une adaptabilité ergonomique et un positionnement flexible afin de garantir un confort et une facilité d'utilisation optimaux pour chaque patient.

L'utilisation de la Tyrostation permet des configurations thérapeutiques flexibles, adaptables à la morphologie et aux capacités fonctionnelles de chaque patient. L'entraînement peut s'effectuer debout, assis sur un tabouret ou directement depuis un fauteuil roulant, à condition de respecter les principes d'ergonomie et de positionnement du patient. De plus, la Tyrostation offre un espace de rangement organisé et facilement accessible pour Pablo, Tymo et leurs accessoires, ce qui favorise l'efficacité des processus cliniques.

La station de thérapie Tyrostation comprend une table réglable en hauteur, un PC tout-en-un équipé du logiciel TyroS, un tabouret réglable en hauteur conçu pour permettre l'entraînement Tymo en position assise, ainsi qu'un espace de rangement intégré pour les appareils Pablo et Tymo et leurs accessoires.



Les + produits

Ergonomie et accessibilité

Equippée d'un système de réglage électrique de la hauteur Tyrostation permet d'ajuster parfaitement la station à la morphologie de chaque patient, qu'il réalise ses exercices debout, assis sur le tabouret ergonomique fourni, ou directement depuis son propre fauteuil roulant

Centralisation et optimisation de l'espace

La Tyrostation offre un espace de rangement organisé et facilement accessible pour Pablo, Tymo et leurs accessoires, ce qui favorise l'efficacité des processus cliniques et le flux de travail des thérapeutes.

Solution flexible et mobile

Grâce à ses pieds équipés de roulettes, la Tyrostation peut être déplacée et repositionnée très facilement au sein du centre en fonction des besoins immédiats, offrant ainsi une grande flexibilité d'aménagement.

Caractéristiques techniques

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES


- Dimensions : (LxlxH en mm)
- Plié : 1183 x 1000 x 650
- Etendu : 1183 x 1000 x 130
- Poids : 60kg

PARAMÈTRES TECHNIQUES

- Tension d'alimentation : 100-240 V - 50/60 Hz
- Consommation : 2-5A / 500W

CONFORMITÉ

- Dispositif médical de classe I au sens des articles 1er et 13 du règlement (UE) 2017/745 (MDR).



tyromotion

Tyromotion est un fabricant Autrichien qui développe des dispositifs robotisés innovants pour la rééducation neurologique et fonctionnelle

Médimex

EVALUATION - RÉÉDUCATION - PERFORMANCE

1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - www.medimex.fr

07 2026