

Elvis

Système de rééducation à la station debout et à l'équilibre

Elvis est un cadre de verticalisation conçu pour permettre une verticalisation en toute sécurité, un entraînement postural et une mobilisation précoce dans le cadre de la rééducation clinique.

Conçu pour répondre aux recommandations internationales de mobilisation précoce, ce dispositif polyvalent s'adapte instantanément à une très large patientèle grâce à sa structure «évolutive» réglable électriquement en hauteur, capable de prendre en charge des patients mesurant de 120 cm à 200 cm et pesant jusqu'à 150 kg. Son architecture ouverte facilite l'accès direct aux fauteuils roulants standards et bariatriques, tandis que ses cales-genoux ajustables dans trois directions et ses fixations de pieds garantissent un alignement et un maintien postural ultra-sécurisés.

Au-delà de sa fonction de verticalisateur ergonomique qui intègre un système de lève-personne et un harnais dédié pour éliminer la charge physique des thérapeutes lors des transferts, Elvis se transforme en une plateforme de rééducation dynamique.



Les + produits

Polyvalence thérapeutique

Elvis® permet de passer sans transition d'une verticalisation statique sécurisée à un entraînement dynamique de l'équilibre, s'adaptant précisément aux besoins d'une mobilisation précoce

Ergonomie et la réduction de la charge physique pour le thérapeute

Grâce à ses colonnes de levage électriques et à son système de lève-personne intégré, le dispositif minimise les efforts physiques du thérapeute lors des transferts et des réglages de hauteur.

Intégration numérique et motivation par le jeu

Connecté aux capteurs Tyromotion, Elvis stimule l'engagement du patient à travers des exercices interactifs ludiques (gamification) tout en automatisant la saisie des données cliniques pour un suivi sans effort

tyromotion

Tyromotion est un fabricant Autrichien qui développe des dispositifs robotisés innovants pour la rééducation neurologique et fonctionnelle

Médimex
ÉVALUATION – RÉÉDUCATION – PERFORMANCE

1 Allée Alban Vistel 69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon

Standard. 04 78 34 32 48

info@medimex.fr - www.medimex.fr

07 2026